

製品規格書

ビーエイチエヌ株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-16

TEL：03-5281-5661 FAX：03-5281-5662

製品名：ALIPURE® OC80

(名称：チオクト酸油脂加工食品)

製品規格


| 項目 | 規格 | 分析方法 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| 性状 外觀 臭い | 淡黄色～黄褐色の粉末 特異な臭いを有する | 官能試験 |
| 水分 | 5.0% 以下 | 減圧 40℃, 2 g, 3 hr |
| チオクト酸(α -リポ酸) 含量 | 77 ± 3 % | HPLC法 |
| 重金属 (Pbとして) | 20 ppm 以下 | 硫化ナトリウム比色法 |
| ヒ素 (As_2O_3 として) | 2 ppm 以下 | DDTC-Ag吸光光度法 |
| 一般生菌数 | 3,000 個/g 以下 | ペトリフィルム法 |
| 大腸菌群 | 陰性 | BGLB培地法 |

| | |
|--|--|
| <ロット標記> ロットの大きさ 100kg 表示方法 製造日6桁(西暦下2桁) +アルファベット | <包装> 内容量 1kg～ 包装形態 内容量に応じて (アルミチャック袋・斗缶・ファイバードラム) |
| <保管方法> 冷暗所、湿度の低いところで保管して下さい。 <賞味期限> 製造後2年(ただし、未開封の状態) <品質管理> 製品検査：ロット毎 | |

製品情報

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 構成原材料 | ALIPURE®(チオクト酸) |
| | 食用精製加工油脂 |
| アレルギー表示 | 必要なし |
| 遺伝子組み換え | ナタネ（不分別） |
| 動物由来原料 | 使用していない |
| 原材料表示例 | チオクト酸（ α -リポ酸），菜種油（不分別），二酸化珪素 |

製造工程



| | |
|--------|--|
| 一日摂取目安 | 130 mg/日 摂取推奨量：チオクト酸（ α -リポ酸）として100 mg/日 （摂取上限量：チオクト酸（ α -リポ酸）として200 mg/日） |
|--------|--|

- 本品の製造に使用しておりますALIPURE®は残留溶剤フリーであり、食品として使用することに問題はありません。
- 本品の製造に使用しておりますALIPURE®には粉末性状を高めるため二酸化珪素を添加いたしております。微粒二酸化珪素は、母乳代替食品及び離乳食品に使用してはならず、さらに食品中2%以下でなければなりません。ご使用の際にはご留意願います。



ビーエイチエヌ株式会社

本社/〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-16

TEL:03-5281-5661 FAX:03-5281-5662

大阪営業所/〒541-0048 大阪市中央区瓦町 4-6-8

TEL:06-6228-6100 FAX:06-6228-6111

播磨生産開発センター/〒679-5165 兵庫県たつの市新宮町光都 1-472-41

Beauty Health Nutrition TEL:0791-59-8282 FAX:0791-59-8283